

Korte Mededeelingen.

Caoutchouc gebitten tusschen metaal geperst, worden eveneens aanbevolen door Dr. Lawshe, Trenton, die een meer eenvoudige methode aangeeft dan de onlangs vermelde. Hij bestrijkt het gipsmodel met een oplossing van traganth (of gom) na het eerst met talk gepolijst te hebben. Dan wordt een blaadje tinfolie no. 6 op het model gelegd en zorgvuldig in alle verdiepingen gedrukt. De plooiën van het tin worden volkomen weggepolijst; het model moet er uitzien als een onberispelijk tinmodel. Nu wordt gewoon met was gemodelleerd, en als men rugae wil aanbrengen, worden deze uit de hand gemaakt; ook kan men het gestippelde voorkomen van het tandvleesch nabootsen door het wasmodel met een dikker blaadje tin (no. 30) te bedekken en dit met een goudstopper in te deuken. Verder wordt weer met dunne tinfolie de wasoppervlakte bedekt en de randen omgebogen, zoodat deze in de gips van het tegenmodel worden opgenomen. Het scheiden der beide helften moet zeer voorzichtig geschieden, en de cuvet goed verwarmd worden, zoodat de was half vloeibaar wordt. Ook deze auteur is van meening, dat de aldus geperste platen sterker zijn, en derhalve dunner mogen zijn dan die welke volgens de oude methode vervaardigd worden.

I t e m s.

PERSONALIA.

Bevorderd tot tandmeester de Heer Gij s. Stark.
Gevestigd te Naarden de Heer J. A. Hoffmann.
