

## Om caoutchouc-prothesen van gips te zuiveren.

---

Naar aanleiding van het artikeltje van Dr. M. Bertrams over bovenstaand onderwerp in het laatste nummer van dit tijdschrift, mag misschien sommigen de volgende kleinigheid niet ondienstig zijn:

Indien men zorg draagt, dat na het vulcaniseeren de cuvette met het caoutchoucstuk niet langer in den ketel blijft dan voor eene behoorlijke afkoeling noodzakelijk is (b.v. hoogstens 5 à 6 uren — en niet over nacht), dan kan men het stuk met mes en borstel gemakkelijk direct ongeveer geheel van gips ontdoen. De gips, die er nog aan mocht blijven zitten, laat gemakkelijk los, door de prothese gedurende eenigen tijd in water te leggen.

Elk bijzonder oplossingsmiddel is zodoende overbodig.

MEPPEL, Nov. 1907.

J. SANDERS EZN.