

Vragenbus en Varia,

onder leiding van B. R. BAKKER.

1°. Is het trikresol-formaline, dat door 't lange staan geel is geworden, minder werkzaam geworden? Is het misschien noodig af en toe eenige druppels formaline toe te voegen, daar dit vluchtig is?

't Is wenschelijk uit eene flacon *origineele* formaline (van Merck of Schering), welke men op een koele, donkere plaats bewaart elke week het voor de operatiekamer bestemde fleschje *opnieuw* te vullen.

B. R. B.

2°. Door mij werd een volle prothese gemaakt, waarvan de bovenste fronttanden zijn opgeslepen. De prothese is goed wat betreft oclusie, ligt rustig in den mond bij beweging van tong, lip- en wangslimhuid, de tanden staan loodrecht op de processus alveolaris, kortom ik kan er geen gebreken aan vinden. De patiënt is tevreden, maar heeft één klacht: Als hij met de incisivi sup. iets afbijt, draait 't bovengebit om de opgeslepen bovenste fronttanden en gaat de achterkant van de plaat van het verhemelte afstaan. De protheses zijn op gipsafdrukken gemaakt en sluiten goed. Is dat afbijten met de fronttanden nu een eisch, dien men aan een dergelijk gebit niet mag stellen of schuilt er wellicht nog een fout aan dit gebit. Het bovenstukje is gemaakt zonder zuigkamer, maar blijft goed zitten. M.

3°. Is een der collega's een goud-amalgaam bekend, dat werkelijk een goudkleur heeft en aan de eischen voldoet, die men aan een goed amalgaam mag stellen? M.

Antwoord op de 2de vraag.

Of de prothese, waarover gij schrijft, absoluut zonder fouten is of niet is natuurlijk langs dezen weg in geen geval uit te maken.

In 't algemeen mag men echter niet eischen, dat een patiënt, pas met een vol bovengebitt verrijkt zoo maar „mir nichts, dir nichts” zou kunnen bijten. Misschien *leert* hij dat kunstje nog wel. Voorloopig zou ik hem instrueeren zijn brood enz. in kleine stukjes te snijden en deze stukjes dadelijk te brengen in de buurt van praemolaren en molaren. B. R. B.

Om tanden gemakkelijk uit caoutchouc los te maken.

Neem een klein potje met goed sluitend deksel, liefst Schroefsluiting, doe het plaatje in het potje en giet zwavelkoolstof bij, totdat het plaatje goed onder staat, sluit het deksel en laat alles een uur zoo staan. Na verloop van dien tijd kunnen de tanden gemakkelijk uit de caoutchouc worden losgemaakt. Dental Review.

Eenvoudige methode om kronen gedurende het polijsten vast te houden.

Neem een stukje oude stents, verwarm dit, draai er een punt aan en steek deze in de kroon, koel in koud water af en polijst nu de kroon. De hitte van het afpolijsten zal de kroon zoo warm maken, dat men haar gemakkelijk weer los neemt. Dental Review.

Om drukplaatsen aan een prothese te vinden.

Men doet met een spatel wat vochtig krijgt aan den binnenkant van de plaat, zet deze in en laat dichtbijten. Bij het uitnemen ziet men duidelijk, waar wat moet worden weggenomen. Hiervoor een kleine carborundum-steen gebruiken. Dental Review.