

UIT DE PRAKTIJK

Het steriliseeren en steriel houden van met watten omwikkelde Millernaalden, door H. K. Michaëlis te Enschede.

Toen de Flaherty Sterilisator bekend werd, heb ik me deze dadelijk aangeschaft en ongeveer een half jaar in gebruik gehad. Bepaald veel nut heb ik er niet van ondervonden. Hield ik de naald te lang in het vloeibare metaal, dan begonnen de watten te verkolen. Deed ik het te kort dan was de beoogde steriliteit zeer twijfelachtig. Daarbij kwam, dat het voor den patiënt vermoeiende open houden van den mond zeer vertraagd werd, doordat we elke naald afzonderlijk moeten behandelen. Ik zocht dus naar een andere methode, die ik vond in de „Rochester Steam Sterilizer”. Nu kan ik bijv. 100 naalden tegelijk steriliseeren. Wanneer ik veel tijd over heb, draai ik watten om 50 tot 100 naalden, steriliseer deze in stoom en droög ze in warme lucht.

Daar we voor één wortelbehandeling meestal wel met 20 naalden uitkomen, heb ik me stopflesschen aangeschaft, waarvan de stoppen van binnen met kurk bekleed zijn. De flesschen vul ik met in formaline gedrenkte watten en steek in elke kurk \pm 20 naalden.

Bij een wortelbehandeling zet ik een stop met absoluut steriele naalden op mijn instrumententafel, welke ik uit de kurk kan nemen, zonder de watten met mijn handen aan te raken.
