

# Vragenbus

Vragen en antwoorden, voorzien van vraagnummer, beide in zoo beknopt mogelijken vorm, worden gaarne persklaar (aan één zijde beschreven!), uiterlijk voor den vijfden van de maand ingewacht bij de Redactie: Jan Luykenstraat 52, Amsterdam Z.

*Antwoord op vraag 13. (Steriliseeren van hoek- en handstuk).*

Gedurende 8 jaar kook ik mijn hand- en hoekstukken uit in paraffine liqu., waarna ik ze op grauw papier laat uitdruipen, om ze daarna in een op een tafel gemonteerde hand-centrifuge uit te slingeren.

Van zwarte spetten is geen sprake, zwart komt absoluut niet voor, als men ze na ieder gebruik uitkookt. Alles is blank en voldoende gesmeerd.

Hier is een weg voor een „onverdacht schoon instrument en een dito jas”.

A. PLANTEYDT.

\* \* \*

Met betrekking tot vraag 13, het steriliseeren en smeren van hand- en hoekstukken onder de rubriek Vragenbus in het Octobernummer van dit jaar, veroorloven wij ons te wijzen op ons artikel *Sterilo* en deelen U over dit artikel het volgende mede:

Met *Sterilo* heeft men een steriel oliebad voor hand- en hoekstukken, waardoor deze in de best mogelijke conditie blijven. Het verwijdert slijpsel, verhoogt aanmerkelijk den levensduur van hand- en hoekstukken en geeft een ruim voldoende smering.

Voor hoekstukken gelden de volgende gebruiksaanwijzingen; de boorklep openen, het hoekstuk in het bad dompelen, motor aanzetten, zowel links als rechts draaien, totdat geen vuil meer uit de oliegaatjes komt, daarna afdrogen, terwijl de boormachine draait. Het bad vóór iedere patient te gebruiken. Dit is absoluut noodzakelijk voor een goede werking.

Voor handstukken geldt in zooverre hetzelfde, dat 's avonds de huls wordt afgenomen, terwijl men het mechanisme in het bad laat draaien. Daarna afdrogen en een paar druppels K.S. olie aan de binnenhuls doen (Geen *Sterilo*).

Naast een voldoende reinigende werking wordt met Sterilo tevens een ruim voldoende smering bereikt. Om te voorkomen, dat spatjes op den patient en op de witte jas komen, dient er goed op gelet te worden, dat het instrument wordt afgedroogd, terwijl de boormachine draait.

Voor de goede orde deelen wij U nog mede, dat wij Sterilo hier zelf in steeds toenemende mate fabricceeren en nog altijd uit voorraad kunnen leveren.

Vertrouwende, van dienst te zijn geweest, teekenen,

Hoogachtend,

Keur & Snel tjes.