



VRAGENBUS!

Vragen en antwoorden, voorzien van vraagnummer, beide in zoo beknopt mogelijk vorm, worden gaarne persklaar (aan één zijde beschreven!), uiterlijk voor den vijfden van de maand ingewacht bij de Redactie: Jan Luykenstraat 52, Amsterdam Z.

Steriliseeren van hoekstukken.

De kopstukjes van het hoekstuk kunnen zonder bezwaar op 150 gr. in een droogsterilisator verhit worden. In twee jaar gebruik heb ik althans geen nadeel kunnen bespeuren. Verwijdering van de olie vooraf is wel noodzakelijk. Uit sterokopjes verdwijnt het door uitspoelen onder de heetwaterkraan al grootendeels. Het is wenschelijk ze in de sterilisator altijd op dezelfde plaats te leggen, daar zich daar licht een oliekoek vormt.

v. A. te M.